# Topics of medic

平成 29年 9月 No. 2017-37

# 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたく ご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

- 記 -

### ■実施日


#### 平成 29年 10月 2日(月)ご依頼分より


## ■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	備考
60	4721 5A100	特異的IgE(シングルアレルケン)「w1 ブタクサ」	測定試薬	改良試薬への変更
61	0402 5A100	特異的IgE(M.A.Pアレルゲン)吸入系パネルの「w1 ブタクサ」		
	0391 5A100	特異的IgE(M.A.Pアレルゲン) 喘息・鼻炎パネル16の「w1 ブタクサ」		
	0189 5A100	特異的IgE(M.A.Pアレルゲン) 鼻炎パネル14の「w1 ブタクサ」		
	0199 5A100	特異的IgE(M.A.Pアレルゲン) 鼻炎パネル13の「w1 ブタクサ」		
	0184 5A100	特異的IgE(M.A.Pアレルゲン) 鼻炎パネル12の「w1 ブタクサ」		

<sup>\*</sup>基準値、検査方法、検体採取量等の変更はございません。

#### ■相関





現行品(w1)

陰性一致率: 115/119 96.6% 陽性一致率: 67/67 100.0%

(メーカー検討資料)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

(w1s)

