

先生各位

## 採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、採取容器を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

### 記

#### ■変更対象項目

- 2436 淋菌核酸同定(頸管ぬぐい液)
- 2438 淋菌核酸同定(初尿)
- 2419 淋菌核酸同定(うがい液)
- 2435 クラミジア・トラコモナス核酸同定(頸管ぬぐい液)
- 2437 クラミジア・トラコモナス核酸同定(初尿)
- 2440 クラミジア・トラコモナス核酸同定(うがい液)

#### ■変更内容

##### 子宮頸管ぬぐい液

##### 新容器



##### 〔構成〕

- ・コバス PCRメディア
- ・粘液除去用スワブ(大)(1本入り)
- ・検体採取用スワブ(フロックスワブ)(一本入り)

##### 旧容器



##### 〔構成〕

- ・コバス PCRメディア
- ・粘液除去用・検体採取用スワブ(大)(2本入り)
- ・検体採取用スワブ(小)(1本入り)



検体採取用スワブは旧容器では、大・小の計2本セットされていましたが、新容器においては、フロックスワブ1本のみとなります。

##### 初尿・うがい液

##### 新容器

チューブ径・キャップ・ラベルサイズが変更となります。キャップ上面の赤いマークは省略となりますが、採取容器内の液体は口に含まないで下さい。



##### 旧容器



キャップ上面に赤いマークがあります。



検体採取用スワブ(フロックスワブ)の折り取り方法につきましては、別途ご案内させていただきます。

変更は順次実施されます。  
使用期限内であれば、  
旧容器も引き続き使用可能です。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。