


生理機能・クリアランス試験


実施スケジュール

クレアチニン クリアランス
尿素クリアランス



1. 排尿後微温水約500mLを飲ませる。
 2. 飲水後約60分後に完全排尿させ、この時刻を試験開始とする。
 3. 開始30分後、約2mL採血する。
 4. 開始1時間後、完全採尿する。尿量を測定し依頼書に記載。1時間尿量の一部を提出。
 5. 正確を期す場合は更にスケジュールを1時間延長する。
(開始1時間30分後、第2回目の採血。開始2時間後に第2回目の採尿)
- * 身長、体重、採血時刻、採尿時刻、1時間尿量を依頼書に必ず記入して下さい。

24時間内因性クレアチニン クリアランス



1. 朝の一定時刻に完全に排尿させ、これを捨てる。
 2. 以後の尿を翌朝の同時刻まで蓄尿する。尿量を測定し依頼書に記載。24時間尿量の一部を提出。
 3. 昼前に約2mL採血する。
- * 身長、体重、尿量を依頼書に必ず記入して下さい。